ASF-TOOL-EQ-03

ყოველდღიური შემოწმება მომხმარებლის მიერ — ათი ყველაზე გავრცელებული აპარატი

ASF · ინსტრუმენტარიუმი · სამედიცინო აღჭურვილობა

ფურცელი A4 · ვერსია 2

30-წამიანი შემოწმება, რომელსაც მედდა აკეთებს, სანამ პაციენტთან აპარატს ენდობა: რას ათვალიერებს, რას ამოწმებს და როდის ათავსებს მას გამორთულად

აპარატი	ყოველდღე / გამოყენებამდე შემოწმება	გამორთეთ და აცნობეთ, თუ
პულსოქსიმეტრი	ჩაირთვება; ზონდი სუფთა და მთლიანია; კითხვა თქვენს თითზე სარწმუნოა (95–100 %, პულსი ემთხვევა)	კითხვა არ არის, არასტაბილური მნიშვნელობები, დაბზარული ზონდი
არტერიული წნევის აპარატი / მანჟეტი	მანჟეტი მთლიანია, საჭირო ზომის დიაპაზონი ხელმისაწვდომია; მილი არ არის დაბზარული; კითხვა სარწმუნოა კოლეგაზე; კალიბრაციის სტიკერი ვადაშია	ჟონავს, კითხვა არ არის, კალიბრაციის ვადა გასულია
ინფუზომატი	ჩაირთვება; ბატარეა დამუხტულია; თვითტესტი გადის; დახშობის სიგნალი ისმის, როცა მილი გადაჭერილია; სწორი ნაკრები	ნებისმიერი სიგნალის ხარვეზი, ბატარეა < 30 წთ, დაბზარული კარი
შპრიცის დრაივერი	ბატარეა / ქსელი; სწორი შპრიცის მარკა ამოცნობილია; სიჩქარის შემოწმება საცდელ გაშვებაზე	შპრიცის ამოცნობის შეცდომა, სიჩქარის შეცდომა
დეფიბრილატორი / AED	მზადყოფნის ნათურა მწვანეა; ელექტროდები და ბატარეა ვადაში; ქაღალდი (თუ არის); საცდელი გამოშვება ყოველკვირეულად სახელმძღვანელოს მიხედვით	ნებისმიერი წითელი ან არარსებული ნათურა; ელექტროდების ვადა გასულია
სასუნთქი მოწყობილობა (სუქშენ)	ჩაირთვება; ვაკუუმს წარმოქმნის მილზე თითის დაფარვისას; ქილა სუფთა და დალუქული; მილები და კათეტერები მარაგშია	ვაკუუმი არ არის, ქილა დაბზარული, ჟონავს
ჟანგბადის კონცენტრატორი / ბალონი	კონცენტრატორი: ფილტრი სუფთაა, ნაკადი დაყენებულ სიჩქარეზეა, სიგნალი არ ისმის. ბალონი: > 25 % სავსეა, გასაღები არის, რეგულატორი დალუქულია, ვენტილთან ზეთი ან ცხიმი არ არის	სიგნალი, დაბალი ნაკადი, ბალონი < 25 % სარეზერვოს გარეშე
გლუკომეტრი	ზოლაკები ვადაში და პარტია ემთხვევა; ყოველდღიური კონტროლის ხსნარის კითხვა დიაპაზონშია (ინსტრუმენტარიუმი 24); ბატარეა	კონტროლი დიაპაზონს გარეთ, დაზიანებული ზოლაკები
ეკგ აპარატი	ჩაირთვება; ელექტროდები მთლიანია; ქაღალდი ჩატვირთულია; თარიღი და დრო სწორია; კალიბრაციის იმპულსი 10 მმ	არტეფაქტი საცდელ ჩანაწერზე, მიმდინარე ელექტროდი აკლია
მონიტორი	ჩაირთვება; ყველა პარამეტრი ჩანს; სიგნალები დაყენებულია პალატის ზღვრებზე და ისმის; კაბელები მთლიანია	ჩუმი სიგნალი, აკლია პარამეტრი, დაზიანებული კაბელი

გამორთვის წესი. ხარვეზიანი აპარატი ხდება წითელი ნიშნით „არ გამოიყენოთ“, გამოითიშება და იხსნება პაციენტის ზონიდან, და იმავე დღეს ეცნობება ხარვეზების ჟურნალში (ინსტრუმენტი 2). არავინ „აიძულებს, რომ მუშაობდეს“ კიდევ ერთი პაციენტისთვის. აპარატით გამოწვეული თითქმის შემთხვევები ეცნობება ინციდენტის ფორმაში (ინსტრუმენტარიუმი 8) — სწორედ ისინი აჩვენებენ დაწესებულებას, რომელი აპარატი უნდა შეიცვალოს.

ASF სტანდარტები: სტანდარტი 3 — აღჭურვილობის უსაფრთხოება (შემოწმების საშუალება: დოკუმენტირებული მომხმარებლის შემოწმებები; ხარვეზების ჟურნალი; ნიშნები)

ASF-TOOL-EQ-03 · დაადაპტირებულია WHO-ს მასალიდან · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · გამოყენება და თარგმნა თავისუფალია — შეინარჩუნეთ ASF-ის ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/daily-user-checks-ten-devices/ · გვ. 1