ASF-TOOL-LQ-03

ლაბორატორიული აღჭურვილობა — კალიბრაციის, ტექმომსახურებისა და ხარისხის კონტროლის ჟურნალი

ხელსაწყო · მოდელი · სერიული ნომერი · მდებარეობა · პასუხისმგებელი ტექნოლოგი · თვე | კალიბრაციის ვადა · სერვისის ვადა · EQA სქემა და ბოლო შედეგი

ASF · ინსტრუმენტარიუმი · ლაბორატორიის ხარისხი

ფურცელი A4 · ვერსია 2

ერთი ფურცელი ანალიზატორზე: ყოველდღიური QC, ყოველკვირეული ტექმომსახურება, კალიბრაცია, სერვისი — და წესი, როცა QC ვერ გადის

თარიღი	QC დონე 1 — შედეგი, დიაპაზონში ☐ (საშუალო ± 2 SD)	QC დონე 2 — შედეგი, დიაპაზონში ☐	პაციენტის ტესტირება გაშვებულია ☐	ტემპერატურა / რეაგენტის ლოტი	ტექმომსახურება შესრულებულია (ყოველდღე / ყოველკვირეული / ყოველთვიური)	ინიციალები	ხარვეზი / მოქმედება
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____
____	____	____	☐	____	____	____	____

როცა QC ვერ გადის (± 2 SD-ის მიღმა, ან ორი ზედიზედ შედეგი ერთ მხარეს ± 1 SD-ის მიღმა, ან ნებისმიერი შედეგი ± 3 SD-ის მიღმა): პაციენტის შედეგები არ გაიცეს. გაიმეორეთ QC ახალი მასალით; შეამოწმეთ რეაგენტის ლოტი, ვადა, ტემპერატურა, კალიბრაცია; საჭიროების შემთხვევაში ხელახლა დაკალიბრეთ; დაადგინეთ მიზეზი და გამოსწორება; ხელახლა ჩაატარეთ ყველა პაციენტის ნიმუში, რომელიც გაანალიზდა ბოლო მისაღებ QC-მდე; გასცით შედეგი მხოლოდ მაშინ, როცა QC დიაპაზონშია. განმეორებადი ჩავარდნები → ანალიზატორი გამოიყვანეთ მწყობრიდან და აცნობეთ ლაბორატორიის ხელმძღვანელს.

პორტატული მოწყობილობები (გლუკომეტრები, INR მეტრები, სისხლის აირების ანალიზატორები) იმავე წესებს ექვემდებარება: ყოველდღიურ QC-ს ატარებს განყოფილება, ყოველთვიურ მიმოხილვას — ლაბორატორია. დაადაპტირებულია WHO-ს Laboratory Quality Management System სახელმძღვანელოს აღჭურვილობისა და QC მოდულებიდან.

ASF სტანდარტები: საავადმყოფოს სტანდარტი 4 — ლაბორატორიის ხარისხი (შემოწმების საშუალება: ჟურნალები, EQA შედეგები, QC ჩავარდნის ჩანაწერები)

ASF-TOOL-LQ-03 · დაადაპტირებულია WHO-ს მასალიდან · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · გამოყენება და თარგმნა თავისუფალია — შეინარჩუნეთ ASF-ის ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/equipment-calibration-and-qc-log/ · გვ. 1